

# OMNIDENT

- Verwendete Symbole -  
- Used symbols -

Nach EN ISO 15223-1

According to EN ISO 15223-1

| Symbol /<br>Symbol | Beschreibung                                                       | Description                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                    | Nicht zur Wiederverwendung /<br>Nur zum Einmalgebrauch             | Not for re-use /<br>For single use only                                   |
|                    | Verwendbar bis                                                     | Use by                                                                    |
|                    | Chargenbezeichnung /<br>Chargen-Nummer                             | Batch code /<br>LOT-number                                                |
| <b>SN</b>          | Seriennummer                                                       | Serial-number                                                             |
|                    | Herstellungsdatum                                                  | Date of manufacturing                                                     |
|                    | UDI<br>(Eindeutige Produktidentifizierung)                         | UDI<br>(Unique product identification)                                    |
|                    | Steril                                                             | Sterile                                                                   |
|                    | Sterilisation mit Ethylenoxid                                      | Sterilisation with ethylene oxide                                         |
| <b>REF</b>         | Bestellnummer                                                      | Order number                                                              |
|                    | Medizinprodukt                                                     | Medical Device                                                            |
|                    | Achtung, Begleitdokumente beachten/<br>Gebrauchsanweisung beachten | Attention, see accompanying documents/<br>Details, see directions for use |
|                    | Hersteller                                                         | Manufacturer                                                              |
|                    | Vertriebspartner                                                   | Distributor                                                               |
|                    | Importeur                                                          | Importer                                                                  |
|                    | Obere Temperaturbegrenzung                                         | Upper temperature limit                                                   |
|                    | Untere Temperaturbegrenzung                                        | Lower temperature limit                                                   |
|                    | Temperaturbegrenzung                                               | Temperature limit                                                         |

## Sonstige Symbole

## Other symbols

| Symbol /<br>Symbol                                                                | Beschreibung                             | Description                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen | Protect against direct insolation |
|  | Trocken Lagern                           | Store dry                         |