

EG-Sicherheitsdatenblatt

Datum: 31.05.2005

1.	Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung
	Handelsname: Modellierwachs Sommer Hersteller/Lieferant: Omnident Dental Handelsgesellschaft mbH Gutenbergring 7-9 63110 Rodgau/Nieder -Roden Auskunftgebender Bereich: siehe oben
2.	Chemische Charakterisierung
	Gemisch aus Kohlenwasserstoffwachsen
3.	Mögliche Gefahren
	Gefahrenkennzeichen : keine Besondere Gefahren für Mensch und Tier : keine
4.	Erste-Hilfe-Maßnahmen
	Sofortmaßnahmen : keine Einatmen, Hautkontakt, Augenkontakt, Verschlucken : Bei sachgemäßer Anwendung keine besonderen Maßnahmen notwendig!
5.	Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	Geeignete Löschmittel : Kohlendioxid, Schaum, Löschpulver aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel : Wasser Verbrennungsgase : Gesundheitsschädlich
6.	Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	fest : mechanisch aufnehmen flüssig : erstarren lassen, mechanisch aufnehmen
7.	Handhabung und Lagerung
	Bei sachgemäßer Verwendung keine Maßnahmen notwendig . Lagerklasse 11 Zusätzliche Information: keine Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen : keine Lagerung : kühl, trocken und lichtgeschützt lagern
8.	Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung
	MAK-Wert entfällt
9.	Physikalische und chemische Eigenschaften Methode
	Form bei Raumtemperatur : fest Form oberhalb Erstarrungspunkt : flüssig Farbe : rosa Geruch: schwach-typisch ph-Wert : entfällt Erstarrungspunkt : 57-59 °C VDG XI- 8100 / DIN-ISO 2207 Untere Explosionsgrenze : entfällt Obere Explosionsgrenze : entfällt Dampfdruck bei 20°C : nicht bekannt Dichte bei 20°C : nicht bekannt Löslichkeit bei 20°C : in Wasser unlöslich Viskosität : entfällt

EG-Sicherheitsdatenblatt

Datum: 31.05.2005

10. Stabilität und Reaktivität	unter Normalbedingungen nicht bekannt zu vermeidende Stoffe : bei Überhitzung >120°C thermische Zersetzungsprodukte (Crackgase)
11. Angabe zur Toxikologie	akute orale Toxizität : nicht bekannt akute dermale Toxizität : nicht bekannt Hautkontakt : nicht reizend Augenkontakt : nicht reizend Sensibilisierende Wirkung : nicht sensibilisierend
12. Angaben zur Ökologie	Produkt ist wasserunlöslich kann in Reinigungsanlagen mechanisch abgeschieden werden Mobilität : nicht bekannt Biologische Abbaubarkeit / Resistenz : Paraffine - abbaubar Aquatische Toxizität : nicht fisch-toxisch
13. Hinweise zur Entsorgung	Kann unter der Beachtung der Vorschriften nach Rücksprache mit dem Entsorger unter Angabe der Abfallschlüsselnummer entsorgt werden. <u>Abfallschlüsselnummer</u> <u>Abfallname</u> 54207 Wachsabfälle
14. Angaben zum Transport	entfallen, da kein Gefahrgut
15. Vorschriften	entfällt - keine gefährliche Zubereitung Wassergefährdungsklasse : 0 (gemäß Sicherheitsdatenblätter der Rohstoffe)
16. Sonstige Angaben	Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sichern jedoch nicht die Einhaltung bestimmter Eigenschaften im Sinne einer Rechtsverbindlichkeit zu.